Althea
LIFE SCIENCE

AltaLAX MICROCLISME

CE DISPOZITIV MEDICAL

AltaLax Microclisme Adulți 9 g
AltaLax Microclisme Copii 3 g

AltaLax este un dispozitiv medical de unică folosință, sub formă de microclisme, pe bază de glicerol, mușețel și nalbă, indicat pentru a facilita activitatea de evacuare în caz de constipație. Este indicat și pentru copii.

MECANISM DE ACTIUNE
Datorită acțiunii de evacuare a glicerolului, AltaLax înmoaie și lubrifiază scaunul, facilitând eliminarea acestuia și obținerea un efect emolient local.

INDICATII
Tratamentul simptomatic al constipației

COMPOZITIE
Substanțe funcționale glicerol, mușețel, nalbă.

DOZAJ
Adulti: 1 microclismă a 9 g la nevoie
Copii: 1 microclismă a 3 g la nevoie

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Lubrifiați canula cu o picătură din soluție, introduceți aplicatorul în rect și apăsați burduful. Scoateți în timp ce țineți burduful apăsat și aruncați.

PRECAUTIUNI
A se evita utilizarea produsului în caz de hipersensibilitate sau intoleranță cunoscută la unul sau mai multe dintre ingrediente. În cazul constipației persistente, este important să vă adresați medicului dumneavoastră pentru a exclude alte patologii. Microclisma este de unică folosință, prin urmare nu poate fi reutilizată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Laxativele trebuie utilizate cât mai rar posibil și nu mai mult de șapte zile. Utilizarea pe perioade mai lungi de timp necesită prescripție medicală după o evaluare adecvată a cazului individual. In episoadele de constipatie este indicat in primul rand corectarea obiceiurilor alimentare prin integrarea alimentatiei zilnice cu un aport adecvat de fibre si apa. În timpul sarcinii și alăptării, cereți sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a utiliza acest produs. Nu există studii privind utilizarea produsului în timpul sarcinii și alăptării.

METODE DE CONSERVARE
Depozitați într-un loc răcoros, uscat, ferit de surse de căldură și lumina directă. Data de expirare indicată se referă la produsul depozitat corect, în ambalaj intact.

DATA EXPIRARII
Vezi data expirării tipărită pe ambalaj
A nu se utiliza după data de expirare indicată

Conținut:
AltaLax Adulți 6 microclisme de unică folosință a câte 9 g fiecare
AltaLax Copii 6 microclisme de unică folosință a câte 3 g fiecare

New.Fa.Dem s.r.l. - Viale Ferrovie dello Stato,1 - Zona ASI 80014 Giugliano in Campania (NA), Italy.
Fabricat pentru: Althea Life Science SRL – România, București, Sector 1, Str Prahova nr 7, Parter office@althealifescience.ro

SIMBOLURI

LOT		i	2	CE	4°C 30°C		
Numărul lotului	Data expirării	Consultați instrucțiunile de folosire	Utilizare unică	Dispozitiv medical	A se păstra între 4°C si 30°C	Aruncați la coș după utilizare	Producător

ULTIMA DATA REVIZUITĂ: IUNIE 2022